



Ламинарно-поточковый шкаф KOJAIR

II класса защиты



**УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ
С ПОСТАВКОЙ В ЯНВАРЕ!**

100% однонаправленный поток воздуха

- наклонное защитное стекло параллельно задней стенке камеры
- УФ лампа съемная на магнитных креплениях

Комфортные условия работы оператора

- бестеневое освещение с интенсивностью регулировки до 2000 Люкс
- низкий уровень шума 52 дБ
- три уровня положения высоты рабочей поверхности: 700, 800, 900 мм

**Размер рабочей зоны (ШхГхВ):
1190 x 600 x 655 мм**



СДЕЛАНО
В ФИНЛЯНДИИ

Эксклюзивный дистрибьютор Kojair Tech Oy (Финляндия) в России – компания ООО «БиоСистемы»

BioSystemy
группа компаний БИОЛАЙН

За более подробной информацией о предлагаемом приборе и условиях проведения акции обращайтесь к нам по тел. **8 (812) 320 49 49** или по e-mail: **main@bioline.ru**